

نمونه رنگ کنی با استفاده از گلیسیرین Temperature & Humidity Chambers

استفاده از گلیسیرین برای عملیات رنگریزی، باعث یکنواختی دمای مخزن ها می شود و زمان خنک کردن هم کاهش می یابد. با استفاده از اندازه گیری دمای سیال (گلیسیرین)، همانندی شدید رنگ نمونه با رنگریزی اصلی بی نظیر است. رسم نمودار گرافیکی دما بر حسب زمان در طول عملیات رنگریزی، اطمینان از پروسه رنگریزی را دو چندان میکند.

مشخصات فنی



- قابلیت برنامه ریزی رنگ کنی تا ۸ مرحله
- قابلیت استفاده تا ۱۲ مخزن ۱۵۰ cc
- قابلیت نمایش نمودار مراحل رنگریزی
- قابلیت گرمایش با گریسرین
- قابلیت ذخیره نمودار رنگریزی
- دارای سیستم خنک کننده
- دارای سیستم کنترل دما
- صفحه نمایش لمسی
- دارای کنترلر زمان

کیپسول ۱۵۰CC کیپسول ۲۵۰CC کیپسول ۴۵۰CC



لوازم جانبی

- کیپسول 150cc (قابل سفارش)
- کیپسول 250cc (قابل سفارش)
- کیپسول 450cc (قابل سفارش)
- آچار کیپسول

مشخصات فیزیکی

مدل	طول	عرض	ارتفاع	وزن	برق	فرکانس
TDLM97	70 cm	50 cm	60 cm	30 kg	220 v	50 hz

استاندارد

استاندارد ملی ایران ۷-۱۰۵۰۲

استاندارد ملی ایران 1 19094-1 2 19094-2 3 19094-3

DIN54014

ISO 105-c01-c03-c04-1982

مدل

- * نمونه رنگ کنی گلیسیرینی ۸ کیپسوله 150CC با قابلیت افزایش ۱۲ کیپسول
- * نمونه رنگ کنی گلیسیرینی ۸ کیپسوله 250CC با قابلیت افزایش ۱۲ کیپسول
- * نمونه رنگ کنی گلیسیرینی ۸ کیپسوله 450CC